

Gebruiksaanwijzing



Haarwasbak HA5922

Revisies

Revisie	Datum (dd-mm-jjjj)	Auteur	Beschrijving van de wijziging
V.1.0	23-01-2025	R.Keuning	Eerste uitgave

Producttype + artikelnummer:

Manufacturer's name: Premis Medical BV
Business: De Nort 20
 3931 NG Woudenberg
 The Netherlands



Verklaart hierbij dat het hieronder gespecificeerde product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en in overeenstemming is met de bepalingen van de Verordening (MDR) van het Europees Parlement en de Raad inzake medische hulpmiddelen, inclusief de laatste wijzigingen, en de nationale wet.

Het hieronder gespecificeerde product is "technische hulp voor mensen met beperkingen", geclassificeerd als medisch hulpmiddel van Class I. De classificatie is gebaseerd op de vereisten van regel 1 van bijlage VII van Verordening (EU) 2017/245.

Product: HA5922
Classification: Class 1 = light risk class
SRN number: NL-MF-000005783
Udinummer: 08718874256301

Variaties:

Haarwasbak op statief	HA5922
-----------------------	--------

Past dit product bij u?

De haarwasbak die u gekocht heeft, heeft een aantal verschillende specificaties waar goed op gelet moet worden. Deze staan hieronder beschreven zodat u nogmaals goed kan controleren of deze specifieke rollator geschikt is voor u.

Productafmetingen (lxbxh):	Breedte 39cm. Diepte 51cm. Afvoerslang 200 cm. In hoogte verstelbaar statief van 75-100 cm met een knop. Verplaatsbaar Inclusief stopper
Productgewicht:	9,50 kg

Als een van deze specificaties toch niet bij u past, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de winkel waar u de rollator gekocht heeft!

Omschrijving van het product:

Als het niet meer lukt om uw haar te wassen onder de douche, in bad of boven de wastafel, gebruikt u een verplaatsbare haarwasbak. De haarwasbak op statief met een nekuitsparing. Ideaal om zittend uw haren te wassen bijvoorbeeld vanuit een rolstoel.

De haarwasbak geeft een comfortabele ondersteuning aan hoofd en nek tijdens het wassen van het haar.

Plaats voor de waterafvoer de achterkant van de haarwasbak in de gootsteen of wastafel.

Inbegrepen in de verpakking van dit product:

1x Premis Haarwasbak
 1x Premis Statief voor haarwasbak
 1x Premis Afvoerslang 200 cm. (HA5902)

Beoogd gebruik van het product:

Zitten haar wassen bijvoorbeeld in een rolstoel

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	23-01-2025	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Haarwasbak HA5922

Installeren voor gebruik:

1. Plaats de de voet met staander op een vlakke en stevige ondergrond.
2. Schroef doormiddel van de 3 vleugelmoeren de bak op de staander.
3. Plaats de afvoer.
4. Let op dat de afvoer lager is dan het hoogste punt waar het water zich bevindt anders loopt het water niet goed weg.
5. De hoogte van de bak is instelbaar doormiddel van zwarte stelknop, doe dit wel voordat u de bak vult met water.



Reiniging van het product:

1. Reinig de haarwasbak regelmatig met een lichtvochtige doek en een zachte zeep. Gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen. Test het schoonmaakmiddel vooraf op een onopvallende plek op de rollator en breng het schoonmaakmiddel niet rechtstreeks aan op de haarwasbak.
2. Reinig het dienblad met de hand. Plaats het dienblad NIET in de vaatwasser.

Technische specificaties:

Gebruikte materialen:	Gietijzer, RVS, kunststof
Productafmetingen (lxbxh):	Breedte 39cm. Diepte 51cm. Afvoerslang 200 cm. In hoogte verstelbaar statief van 75-100 cm met een knop. Verplaatsbaar Inclusief stopper
Productgewicht:	6,35 kg

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	23-01-2025	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Haarwasbak HA5922

Garantieregeling:

De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de verzenddatum zoals vermeld op de factuur.

1. Garantie uitsluitingen:
 - a. Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing
 - b. Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis Medical.
 - c. Op de haarwasbak zit een **CE** sticker, hierop staan o.a. het Udi nummer(UDI) en de productiedatum (c).
VERWIJDER DEZE STICKER NIET, dit i.v.m. de verplichte traceerbaarheid van medische hulpmiddelen in de MDR (Europese wetgeving over medische hulpmiddelen). **Bij verwijdering van deze sticker vervalt elke garantie.**
2. Garantie bepalingen:
 - a. Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan een retourzending van het product naar Premis Medical.
 - b. De garantietermijn van het frame bedraagt 24 maanden vanaf datum van aanschaf.
 - c. De garantietermijn van slijtage gevoelige en dynamische onderdelen van het product bedraagt 6 maanden vanaf datum van aanschaf.
 - d. Vervangen onderdelen ontvangen 6 maanden garantie vanaf datum van reparatie, mits de onderdelen origineel zijn.

Uitleg symbolen:

Symbol	Definition	Symbol	Definition
			Fabrikant
	Productiedatum		Goedgekeurd door de Europese unie
	Serienummer		Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger
	Gebruiksaanwijzing is online te vinden		Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

Richtlijnen en regelgeving

1. Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit onze ISO 9001 certificering aan de ISO standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u er op vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
2. Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen.
3. Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze producten.

	Fabrikant
Premis Medical BV. de Nort 20, 3931 NG, Woudenberg The Netherlands	 



Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	23-01-2025	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Haarwasbak HA5922

Voldoet aan de relevante eisen van medische hulpmiddelen volgens de:

MDR:2017-745

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

NEN: EN:ISO 11199-2:2021

CEN: NL:1985:1998

NEN: EN:ISO 21856:2022

De bijbehorende technische documentatie is ter inzage beschikbaar.

Uitleg:

MDR: 2017-745

Verordening medische hulpmiddelen - Aanvraag voor medische hulpmiddelen

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van bruikbaarheidstechniek op medische hulpmiddelen

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

Medische hulpmiddelen - Symbolen die moeten worden gebruikt op etiketten van medische hulpmiddelen, etikettering en te verstrekken informatie

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicobeheer op medische hulpmiddelen

NEN: EN:ISO 11199-2:2021

Met beide armen gemanipuleerde loophulpmiddelen - Eisen en testmethoden -

CEN: NL:1985:1998

Loophulpmiddelen - Algemene eisen en testmethoden

NEN: EN:ISO 21856:2022

Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden

Versie:	1.0	Classificatie:	Voor Intern gebruik/Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	23-01-2025	Auteur:	R.Keuning