

Gebruiksaanwijzing



RU844 Veiligheids rubberdop 19mm

Revisie	Datum (dd-mm-jjjj)	Auteur	Beschrijving van de wijziging
V.1.0	24-10-2024	R.Keuning	Eerste uitgave t.b.v. ISO13485:2016

Producttype + artikelnummer:

Veiligheids rubberdop 6 poot RU844

Manufacturer's name:

Premis Medical BV

Business:De Nort 20
3931 NG Woudenberg
The Netherlands**Product:**

RU844

Classification:

Class 1 = light risk class

SRN number:

NL-MF-000005783

Udinummer:

08718874771996

Omschrijving van het product:

Veiligheids rubberdop 6 poot voor wandelstok

Past dit product bij u?

Het product die u gekocht heeft, heeft een aantal verschillende specificaties waar goed op gelet moet worden. Deze staan hieronder beschreven zodat u nogmaals goed kan controleren of dit specifieke product geschikt is voor u.

(Productafmetingen (lxbxh):)	11,5x11,5,7,5 cm
(Productgewicht:)	240 gram

Als een van deze specificaties toch niet bij u past, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de winkel waar u het product gekocht heeft!

Variaties:

Veiligheids rubberdop 19mm	RU844		
----------------------------	-------	--	--

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften:

- Overschrijd nooit het maximaal gebruikers gewicht van de wandelstok
- Controleer wekelijks de rubberdop

Beoogd gebruik van het product:

- Past op de meeste standaard wandelstokken en opvouwbare wandelstokken met een pootdiameter van 19 mm
- Vrijstaand: 6 aanrakingspunten met de grond maken het mogelijk om zelf te staan en zorgen voor extra balans en stabiliteit op bijna elk oppervlak zoals gras, trappen, zand, geweldig om te gebruiken als vervanging voor origineel.
- Premium Materiaal: gemaakt van hoogwaardig rubber, onze stevige, anti-slip heavy-duty rubberen dop helpt effectief de impact op de hand en pols te verminderen, biedt betere tractie op verschillende terreinen en voorkomt slippen

Installeren voor gebruik:

Verwijder de oude dop, lijn de nieuwe Veiligheids Rubberdop Premis 19mm dop met de stokbodem en duw deze in de stok, duw naar beneden en draai totdat de tip goed is geïnstalleerd.

Reiniging van het product:

- De rubberdop kan worden gereinigd met een huishoudelijk sopje

Onderhoud van het product:

- Bij veel gebruik buitenshuis regelmatig controle of de rubberdop misschien aan vervanging toe is.
Artikel nummer veiligheids rubberdop RU844

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	24-10-2024	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing

RU844 Veiligheids rubberdop 19mm



Technische specificaties:

(Productafmetingen (lxbxh):)	11,5x11,5,7,5 cm
(Productgewicht:)	240 gram

Garantieregeling:

De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de verzenddatum zoals vermeld op de factuur.

1. Garantie uitsluitingen:
 - a. Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing
 - b. Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis Medical.
2. Garantie bepalingen:
 - a. Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan een retourzending van het product naar Premis Medical.
 - b. De garantietermijn van het product bedraagt 12 maanden vanaf datum van aanschaf.
 - c. De garantietermijn van slijtage gevoelige en dynamische onderdelen van het product bedraagt 6 maanden vanaf datum van aanschaf.

Uitleg symbolen:

Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Klein chemisch afval		Fabrikant
	Productiedatum		Goedgekeurd door de Europese unie
			Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger
	Gebruiksaanwijzing is online te vinden		Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

Foutopsporing:

Mogelijke Problemen	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Tikken tijdens lopen	Wartel niet goed aangedraaid	Draai de wartel vast
Snelle rubberdop slijtage	Verkeerd afgesteld	Stel hem goed af

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	24-10-2024	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing

RU844 Veiligheids rubberdop 19mm

Wat te doen bij een ernstig voorval?

Indien zich een ernstig voorval voordoet waarbij dit hulpmiddel is betrokken, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de fabrikant. Indien nodig zal de fabrikant hiermee in staat zijn om voorzorgsmaatregelen te treffen in de informatieverstrekking bij, het ontwerpen of uitleveren van het product om eventuele toekomstige voorvallen te elimineren.

Richtlijnen en regelgeving

1. Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit onze ISO 9001 certificering aan de ISO standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u er op vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
2. Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen.
3. Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze producten.

	Fabrikant
Premis Medical BV. de Nort 20, 3931 NG, Woudenberg The Netherlands	 



Fulfil the relevant requirements of medical devices according to the:

MDR:2017-745
 NEN: EN:IEC 62366-1:2015
 NEN: EN:ISO 15223-1:2016
 NEN: EN:ISO 14971-1:2015
 NEN: EN:ISO 11199-2:2005
 CEN: EN:1985:1998

The corresponding technical documentation is available to be examined.

Explanation:

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

Medical devices - Application of usability engineering to medical devices

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

Medical devices - Application of risk management to medical devices

NEN: EN:ISO 11199-2:2005

Walking aids manipulated by both arms - Requirements and test methods -

CEN: EN:1985:1998

Walking aids - General requirements and test methods

MDR: 2017-745

Medical device Regulation- Application for Medical Devices

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	24-10-2024	Auteur:	R.Keuning