

# Gebruiksaanwijzing



## UR5450H Urinaalwagen hoog

### Revisies

| Revisie | Datum<br>(dd-mm-jjjj) | Auteur     | Beschrijving van de wijziging |
|---------|-----------------------|------------|-------------------------------|
| V.1.0   | 23-09-2025            | R. Keuning | Eerste uitgave                |

### Producttype + artikelnummer:

Urinaalwagen hoog  
UR5450H

**Manufacturer's name:** Premis Medical BV  
**Business:** de Nort 20  
3931 NG Woudenberg  
The Netherlands



Verklaart hierbij dat het hieronder gespecificeerde product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en in overeenstemming is met de bepalingen van de Verordening (MDR) van het Europees Parlement en de Raad inzake medische hulpmiddelen, inclusief de laatste wijzigingen, en de nationale wet.

Het hieronder gespecificeerde product is "technische hulp voor mensen met beperkingen", geclassificeerd als medisch hulpmiddel van Class I. De classificatie is gebaseerd op de vereisten van regel 1 van bijlage VII van Verordening (EU) 2017/245.

**Product:** UR5450H  
**Classification:** Class 1 = light risk class  
**SRN number:** NL-MF-000005783  
**Udinummer:** 08718874302503, 08718874302701, 08718874302602, 08718874302800, 08718874302909

### Variaties:

|                          |           |                          |           |
|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Geschikt voor 8 flessen  | UR5450H08 | Geschikt voor 11 flessen | UR5450H11 |
| Geschikt voor 9 flessen  | UR5450H09 | Geschikt voor 12 flessen | UR5450H12 |
| Geschikt voor 10 flessen | UR5450H10 |                          |           |

### Past dit product bij u?

Het product die u gekocht heeft, heeft een aantal verschillende specificaties waar goed op gelet moet worden. Deze staan hieronder beschreven zodat u nogmaals goed kan controleren of dit specifieke product geschikt is voor u.

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Productafmetingen (lxbxh):</b>  | Hoogte: 173cm<br>Breedte: 54cm          |
| <b>Productgewicht:</b>             | 5,5-6 kg afhankelijk van aantal houders |
| <b>Maximaal gebruikersgewicht:</b> | 5 kg per urine fles                     |

*Als een van deze specificaties toch niet bij u past, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de winkel waar u het product gekocht heeft!*

### Omschrijving van het product:

Dit wandrek is geschikt voor muur montage voor het opruimen van urine flessen

### Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften:

1. Het maximaal toelaatbare gebruikersgewicht van 5kg dient niet te worden overschreden.
2. Plaats dit wandrek op een stevige muur
3. Gebruik de juiste materialen voor de betreffende muur
4. Controleer regelmatig of dat het wandrek nog goed is gemonteerd
5. Zorg er voor dat gebruikte urine flessen afgesloten zijn.

### Inbegrepen in de verpakking van dit product:

Urinaalwagen

### Beoogd gebruik van het product:

Het opbergen van schone en of gebruikte urineflessen.

|         |            |               |            |
|---------|------------|---------------|------------|
| Versie: | 1.0        | Klassificatie | Publiek    |
| Status: | In gebruik |               |            |
| Datum:  | 23-09-2025 | Auteur:       | R. Keuning |

# Gebruiksaanwijzing



## UR5450H Urinaalwagen hoog

### Installeren voor gebruik:

Er zijn geen bijzonderheden voor dit artikel

### Voorafgaand aan het eerste gebruik:

1. Let op dat de urineflessen passend zijn.
2. Lees de volledige gebruiksaanwijzing.

### Reiniging van het product:

1. Wanneer de wagen vies is kan deze worden gereinigd Door middel van sterilisatie

### Onderhoud van het product:

1. Reinig dit wandrek regelmatig met alcohol 70%



### Technische specificaties:

|                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gebruikte materialen:</b>       | <b>Wagen:</b> RVS (TYPE 3040)<br><b>Wielen</b> Gesloten polyurethaan                                         |
| <b>Productafmetingen (lxbxh):</b>  | Breedte: 54cm<br>Hoogte: 173 cm<br>Minimale urinefles: 1<br>Maximale urineflessen: 12 (afhankelijk van type) |
| <b>Productgewicht:</b>             | 5,5-6 kg afhankelijk van aantal houders                                                                      |
| <b>Maximaal gebruikersgewicht:</b> | 5 kg per urinefles                                                                                           |

### Garantieregeling:

De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de verzenddatum zoals vermeld op de factuur.

1. Garantie uitsluitingen:
  - a. Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing
  - b. Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis Medical.
  - c. Op het urinaalwagen zit een **CE** sticker, hierop staan o.a. het Udi nummer (UDI) en de productiedatum (MDD). **VERWIJDER DEZE STICKER NIET**, dit i.v.m. de verplichte traceerbaarheid van medische hulpmiddelen in de MDR (Europese wetgeving over medische hulpmiddelen). **Bij verwijdering van deze sticker vervalt elke garantie.**
2. Garantie bepalingen:
  - a. Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan een retourzending van het product naar Premis Medical.
  - b. De garantietermijn van het product bedraagt 12 maanden vanaf datum van aanschaf.
  - c. De garantietermijn van slijtage gevoelige en dynamische onderdelen van het product bedraagt 6 maanden vanaf datum van aanschaf.

### Foutopsporing:

| Mogelijke Problemen   | Mogelijke oorzaken                                                                      | Mogelijke oplossingen                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Wagen bakt bij rijden | 1. De wielen zijn versleten<br>OF<br>2. De ondergrond te onregelmatig .                 | 1. Vervang de wielen<br>of<br>2. Vermijd de ondergrond .                       |
| Wagen loopt zwaar     | 1. De wielen zijn versleten of<br>2. Wielen zijn vies<br>3. Er staat een wiel op de rem | 1. Vervang de wielen<br><br>2. Maak de wielen schoon<br>3. Controleer de rem . |

|         |            |               |            |
|---------|------------|---------------|------------|
| Versie: | 1.0        | Klassificatie | Publiek    |
| Status: | In gebruik |               |            |
| Datum:  | 23-09-2025 | Auteur:       | R. Keuning |

# Gebruiksaanwijzing



## UR5450H Urinaalwagen hoog

### Uitleg symbolen:

| Symbol                                                                            | Definition                             | Symbol                                                                            | Definition                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Productiedatum                         |  | Goedgekeurd door de Europese unie       |
|  | Serienummer                            |  | Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger     |
|  | Gebruiksaanwijzing is online te vinden |  | Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing |

### Richtlijnen en regelgeving

1. Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit onze ISO 9001 certificering aan de ISO-standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
2. Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen.
3. Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze producten.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fabrikant                                                                                                                                                                  |
| Premis Medical BV.<br>de Nort 20,<br>3931 NG, Woudenberg<br>The Netherlands        | <br> |



|         |            |               |            |
|---------|------------|---------------|------------|
| Versie: | 1.0        | Klassificatie | Publiek    |
| Status: | In gebruik |               |            |
| Datum:  | 23-09-2025 | Auteur:       | R. Keuning |

# Gebruiksaanwijzing



## UR5450H Urinaalwagen hoog

Pagina 4 van 4

Doc.nr. G.3.4.1  
UR5450H

Procedure-  
verantwoordelijke Directie

Revisiedatum 23-09-2025

Voldoet aan de relevante eisen van medische hulpmiddelen volgens de:

MDR:2017-745

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

NEN: EN:ISO 11199-2:2021

CEN: NL:1985:1998

NEN: EN:ISO 21856:2022

De bijbehorende technische documentatie is ter inzage beschikbaar.

Uitleg:

### MDR: 2017-745

Verordening medische hulpmiddelen - Aanvraag voor medische hulpmiddelen

### NEN: EN:IEC 62366-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van bruikbaarheidstechniek op medische hulpmiddelen

### NEN: EN:ISO 15223-1:2016

Medische hulpmiddelen - Symbolen die moeten worden gebruikt op etiketten van medische hulpmiddelen, etikettering en te verstrekken informatie

### NEN: EN:ISO 14971-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicobeheer op medische hulpmiddelen

### NEN:EN:ISO 11199-2:2021

Met beide armen gemanipuleerde loophulpmiddelen - Eisen en testmethoden -

### CEN: NL:1985:1998

Loophulpmiddelen - Algemene eisen en testmethoden

### NEN: EN:ISO 21856:2022

Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden

|         |            |               |            |
|---------|------------|---------------|------------|
| Versie: | 1.0        | Klassificatie | Publiek    |
| Status: | In gebruik |               |            |
| Datum:  | 23-09-2025 | Auteur:       | R. Keuning |