

Gebruiksaanwijzing



UR5450L Urinaalwagen laag

Revisies

Revisie	Datum (dd-mm-jjjj)	Auteur	Beschrijving van de wijziging
V.1.0	24-09-2025	R. Keuning	Eerste uitgave

Producttype + artikelnummer:

Urinaalwagen laag
UR5450L

Manufacturer's name: Premis Medical BV
Business: de Nort 20
3931 NG Woudenberg
The Netherlands



Verklaart hierbij dat het hieronder gespecificeerde product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en in overeenstemming is met de bepalingen van de Verordening (MDR) van het Europees Parlement en de Raad inzake medische hulpmiddelen, inclusief de laatste wijzigingen, en de nationale wet.

Het hieronder gespecificeerde product is "technische hulp voor mensen met beperkingen", geclassificeerd als medisch hulpmiddel van Class I. De classificatie is gebaseerd op de vereisten van regel 1 van bijlage VII van Verordening (EU) 2017/245.

Product: UR5450L
Classification: Class 1 = light risk class
SRN number: NL-MF-000005783
Udinummer: 08718874303807, 08718874303104, 08718874303203, 08718874303302, 08718874303401, 08718874303500, 08718874303609

Variaties:

Geschikt voor 1 fles	UR5450L01	Geschikt voor 5 flessen	UR5450L05
Geschikt voor 2 flessen	UR5450L02	Geschikt voor 6 flessen	UR5450L06
Geschikt voor 3 flessen	UR5450L03	Geschikt voor 7 flessen	UR5450L07
Geschikt voor 4 flessen	UR5450L04	Geschikt voor 8 flessen	UR5450L08

Past dit product bij u?

Het product die u gekocht heeft, heeft een aantal verschillende specificaties waar goed op gelet moet worden. Deze staan hieronder beschreven zodat u nogmaals goed kan controleren of dit specifieke product geschikt is voor u.

Productafmetingen (lxbxh):	Hoogte: 173cm Breedte: 54cm
Productgewicht:	4-5 kg afhankelijk van aantal houders
Maximaal gebruikersgewicht:	5 kg per urine fles

Als een van deze specificaties toch niet bij u past, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de winkel waar u het product gekocht heeft!

Omschrijving van het product:

Dit wandrek is geschikt voor muur montage voor het opruimen van urine flessen

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften:

1. Het maximaal toelaatbare gebruikersgewicht van 5kg dient niet te worden overschreden.
2. Plaats dit wandrek op een stevige muur
3. Gebruik de juiste materialen voor de betreffende muur
4. Controleer regelmatig of dat het wandrek nog goed is gemonteerd
5. Zorg er voor dat gebruikte urine flessen afgesloten zijn.

Inbegrepen in de verpakking van dit product:

Urinaalwagen

Beoogd gebruik van het product:

Het opbergen van schone en of gebruikte urineflessen.

Versie:	1.0	Klassificatie	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	24-09-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



UR5450L Urinaalwagen laag

Installeren voor gebruik:

Er zijn geen bijzonderheden voor dit artikel

Voorafgaand aan het eerste gebruik:

1. Let op dat de urineflessen passend zijn.
2. Lees de volledige gebruiksaanwijzing.

Reiniging van het product:

1. Wanneer de wagen vies is kan deze worden gereinigd Door middel van sterilisatie

Onderhoud van het product:

1. Reinig dit wandrek regelmatig met alcohol 70%



Technische specificaties:

Gebruikte materialen:	KWagen: RVS (TYPE 3040) Wielen Gesloten polyurethaan
Productafmetingen (lxbxh):	Breedte:54cm Hoogte: 120 cm Minimale urinefles: 1 Maximale urineflessen: 8 (afhankelijk van type)
Productgewicht:	4-5 kg afhankelijk van aantal houders
Maximaal gebruikersgewicht:	5 kg per urinefles

Garantieregeling:

De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de verzenddatum zoals vermeld op de factuur.

1. Garantie uitsluitingen:
 - a. Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing
 - b. Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis Medical.
 - c. Op het urinaalwagen zit een **CE** sticker, hierop staan o.a. het Udi nummer (UDI) en de productiedatum (mdd). **VERWIJDER DEZE STICKER NIET**, dit i.v.m. de verplichte traceerbaarheid van medische hulpmiddelen in de MDR (Europese wetgeving over medische hulpmiddelen). **Bij verwijdering van deze sticker vervalt elke garantie.**
2. Garantie bepalingen:
 - a. Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan een retourzending van het product naar Premis Medical.
 - b. De garantietermijn van het product bedraagt 12 maanden vanaf datum van aanschaf.
 - c. De garantietermijn van slijtage gevoelige en dynamische onderdelen van het product bedraagt 6 maanden vanaf datum van aanschaf.

Foutopsporing:

Mogelijke Problemen	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Wagen bakt bij rijden	1. De wielen zijn versleten - OF 2. De ondergrond te onregelmatig .	1. Vervang de wielen of 2. Vermijd de ondergrond .
Wagen loopt zwaar	1. De wielen zijn versleten of 2. Wielen zijn vies 3. Er staat een wiel op de rem	1. Vervang de wielen 2. Maak de wielen schoon 3. Controleer de rem .

Versie:	1.0	Klassificatie	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	24-09-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



UR5450L Urinaalwagen laag

Uitleg symbolen:

Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Productiedatum		Goedgekeurd door de Europese unie
	Serienummer		Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger
	Gebruiksaanwijzing is online te vinden		Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

Richtlijnen en regelgeving

1. Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit onze ISO 9001 certificering aan de ISO-standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
2. Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen.
3. Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze producten.

	Fabrikant
Premis Medical BV. de Nort 20, 3931 NG, Woudenberg The Netherlands	 



Versie:	1.0	Klassificatie	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	24-09-2025	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



UR5450L Urinaalwagen laag

Pagina 4 van 4

Doc.nr. G.3.4.2
UR5450L

Procedure-
verantwoordelijke Directie

Revisiedatum 24-09-2025

Voldoet aan de relevante eisen van medische hulpmiddelen volgens de:

MDR:2017-745

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

NEN: EN:ISO 11199-2:2021

CEN: NL:1985:1998

NEN: EN:ISO 21856:2022

De bijbehorende technische documentatie is ter inzage beschikbaar.

Uitleg:

MDR: 2017-745

Verordening medische hulpmiddelen - Aanvraag voor medische hulpmiddelen

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van bruikbaarheidstechniek op medische hulpmiddelen

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

Medische hulpmiddelen - Symbolen die moeten worden gebruikt op etiketten van medische hulpmiddelen, etikettering en te verstrekken informatie

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicobeheer op medische hulpmiddelen

NEN:EN:ISO 11199-2:2021

Met beide armen gemanipuleerde loophulpmiddelen - Eisen en testmethoden -

CEN: NL:1985:1998

Loophulpmiddelen - Algemene eisen en testmethoden

NEN: EN:ISO 21856:2022

Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden

Versie:	1.0	Klassificatie	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	24-09-2025	Auteur:	R. Keuning